

Plan de rangement d'une armoire (ventilée)

Solvants halogénés

Alcools
Cétones
Esters

Solvants non halogénés :


butanol
acétone
sulfate d'aluminium

Acides

acide acétique/éthanoïque
acide nitrique
acide sulfurique
acide chlorhydrique

Bases

ammoniac/solution
d'ammoniaque
hydroxyde de sodium
(soude)



Bidons de récupération des déchets (stockage temporaire)

(si possible, sinon à mettre dans une autre pièce ventilée)

Mettre des bacs de rétention afin de séparer chaque catégorie et d'éviter les mélanges dangereux !

Les poudres et métaux peuvent être stockés hors armoire